



SERVIÇO DE ANATOMIA PATOLÓGICA

ENVIO DE AMOSTRAS CITOLÓGICAS E HISTOLÓGICAS

O horário de receção de produtos no serviço de Anatomia Patológica (Piso 1 e 2) é de 2ª Feira a 6ª feira das **12:30 às 16:00**, exceto os seguintes produtos que devem ser imediatamente entregues após a colheita, das 8:00 às 17:00:

- As **Peças Cirúrgicas para colheita de Biobanco**, acompanhadas de requisição (onde deve constar a hora da colheita) e do **Consentimento Livre e Esclarecido**, devidamente assinado pelo utente e médico;
- **Exames extemporâneos*** (obrigatório marcação prévia) com indicação da extensão telefónica para transmissão do resultado e/ou esclarecimento de dúvidas na requisição;
- **Biópsia de Rim**;
- Biopsia sinovial para **pesquisa de cristais**;
- **Gânglios linfáticos** suspeitos de doença **linfoproliferativa**;
- **Amostras de citologia em tubo seco, a fresco (pesquisa de lípidos)**.

O envio das amostras deve respeitar as seguintes normas:

Todos os produtos têm de ser entregues, obrigatoriamente, protocolados e acompanhados da requisição eletrónica*¹ em formato papel, que deve conter os seguintes dados: identificação do doente, informação clínica relevante e que justifique o exame anatomopatológico, tipo de produto/amostra (órgão/ lateralidade/ orientações, etc), data e hora de colheita.

- Os exames histológicos do mesmo doente, resultantes da mesma intervenção, devem ser entregues acompanhados **apenas de uma** requisição, com discriminação de cada produto;
- Os exames de citologia aspirativa do mesmo doente devem ser entregues acompanhados **apenas de uma** requisição, com discriminação de cada produto;
- Os exames de citologia esfoliativa do mesmo doente devem ser entregues acompanhados **apenas de uma** requisição, com discriminação de cada produto.

Amostras para Histologia:

- a) Todos os produtos de biópsia devem ser acondicionados em formol tamponado a 10%, salvo exceções, consultar a tabela “tipos de amostras e acondicionamento”;
- b) As peças cirúrgicas devem chegar ao SAP, a fresco no próprio dia em que a cirurgia ocorre.
- c) No caso de cirurgia tardia e/ou durante o fim-de-semana com impossibilidade de entrega no próprio dia no SAP, a peça cirúrgica deve ser guardada no frigorífico a 4°C, exceto peças de mama (mastectomia, quadrantectomia e respetivos esvaziamentos ganglionares), que devem ser acondicionadas em recipiente de tamanho adequado que não provoque a deformação da peça, com formol tamponado a 10% (volume proporcional ao volume da peça) e à temperatura ambiente até entrega no dia útil seguinte.
- d) Os frascos com as amostras biológicas devem ser bem estanques para evitar extravasamento do conteúdo;
- e) As amostras devem ser entregues separadas da requisição acompanhante.



Amostras para Citologia

- a) As amostras de citologia esfoliativa não ginecológica e de citologia aspirativa deverão ser enviadas para o SAP em recipientes apropriados com fixador Cytolyt fornecidos pelo Laboratório de Citologia, Piso 1.
- b) Mantêm-se os procedimentos habituais para amostras de Líquido cefalorraquidiano e amostras para pesquisa de lípidos (envio em tubo seco, a fresco, imediatamente após a sua colheita).
- c) Os frascos com as amostras biológicas devem ser bem vedados para evitar extravasamento do conteúdo;
- d) As amostras devem ser devidamente acondicionadas em saco fechado e separadas da requisição acompanhante;
- e) À exceção das amostras referidas no ponto b), não serão aceites amostras enviadas em qualquer outro recipiente que não seja o fornecido pelo Laboratório de Citologia;

Em caso de amostras biológicas de doentes COVID-19, devem ser seguidas as normas gerais da DGS no acondicionamento e transporte de amostras biológicas (Sistema de embalagem tripla- <https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-informativas/orientacao-n-0022020-de-25012020.aspx>)

Todas as amostras que não cumpram as normas apresentadas serão devolvidas.

***Marcação dos exames extemporâneos:** contacto prévio com o SAP através das ext: 91419/51279 ou para o email da Técnica Coordenadora – m.bordalo@chln.min-saude.pt e/ou anatomia.patologica@chln.min-saude.pt, com a antecedência mínima de 24 horas, indicando o local, dia, hora, médico responsável e o tipo de cirurgia em questão.

***1 Instruções para requisição eletrónica de produtos para a anatomia patológica**